

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her eyes. She has light blonde hair and is wearing blue contact lenses. The background is a soft, out-of-focus light color.

DAGBRUK
ENDAGSLINSE

PASIENT-
VEILEDNING

ACUVUE®
BRAND CONTACT LENSES

CE

2797

Denne norske brukerveiledningen gjelder for følgende ACUVUE® Brand Contact Lenses som er individuelt oppført i **Tabell 1** nedenfor, og som omtales slik med mindre annet er angitt.

Tabell 1	Tiltent bruk og brukstid		
	Dagbruk Endagslinser	Materiale	Pakningsvevse
Linsetype og navn			
Endagslinse ACUVUE® Brand Spherical Contact Lenses – Håndteringsfarge med UV- blokkering			
1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses	●	etafilcon A	1
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses	●	etafilcon A	3
1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses 4	●	narafilcon A	2
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe™ 4	●	senofilcon A	2
Endagslinse ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM – Håndteringsfarge med UV- blokkering			
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM	●	etafilcon A	3
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe™ 4	●	senofilcon A	2
Endagslinse ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA - Håndteringsfarge med UV- blokkering			
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Multifocal Contact Lenses	●	etafilcon A	3

Pakningsløsning

- 1** Borat buffret saltvann.
- 2** Borat bufret saltvann med metyletercellulose.
- 3** Borat bufret saltvann med povidon.

Materialinnhold

- 4** Materialet i lensene inneholder silikon og tilfredsstillende klasse 1 UV-absorberende standard med transmissibilitet på mindre enn 1 % UVB-stråling (280-315 nm) og 10 % UVA-stråling (316-380 nm). Alle andre ACUVUE®-produkter tilfredsstillende klasse 2 UV-absorberende standard med transmissibilitet på mindre enn 5 % UVB- og 50 % UVA-stråling.

Følgende symboler kan forekomme på etiketten eller esken med ACUVUE® Brand Contact Lenses.

Symbol	Definisjon	Symbol	Definisjon
	Advarsel, se bruksanvisningen	MID / M	"Middels" nær ADD
	Tilvirket av eller i	HGH / H	"Høy" nær ADD
	Produksjonsdato		Kvalitetssystemets sertifisering symbol
	Brukes innen (utløpsdato)		UV-Blokking
	Lotnummer		UV-BLOKKERING
	Sterilisert med damp eller tørr varme		Avgift for avfallshåndtering betalt
	Ikke bruk fle e ganger (engangs bruk)		Merk: I henhold til federal lov i USA skal dette produktet kun selges av, eller etter ordinasjon, fra en autorisert øyespesialist .
	Ikke bruk hvis emballasjen er skadet		Linsen rett vei
DIA	Diameter		Linsen feil vei (inside ut)
BC	Krumning		"ID-merke" for papirbeholdere og -emballasje
D	Dioptri (linsestyrke)		"ID-merke" for komposittmateriale
CYL	Sylinderstyrke		Autorisert representant i den Europeiske Union
AXIS	Akse		
MAX ADD	Høyeste nær-addisjon som kan korrigeres		
LOW / L	"Lav" nær ADD		

Innhold

Introduksjon	5
Tiltenkt bruk.....	5
Brukstid.....	5
Kontraindikasjoner.....	5
Advarsler - hva du bør vite om bruk av kontaktlinser.....	7
Bivirkninger	8
Håndtere og oppdag problemer.....	9
Rutine for god hygiene.....	10
Linsepakningen.....	11
Sette in linsene.....	12
Plassering av linsen på øyet.....	13
Sentrering av linsen.....	14
Hvis linsen kleber seg til øyet (ikke beveger seg).....	15
Uttørket (dehydrert) linse.....	15
Uttak av linsene	15
Hvis du går tom for linser.....	16
Instruksjoner til presbyoper (monosyn og multifokal).....	17
Annen viktig informasjon/ Forholdsregler	18
Oppsummering.....	20
Rapportering av bivirkninger	21
Det du har fått foreskrevet.....	21

Introduksjon

Som alle andre kontaktlinser regnes ACUVUE® Brand Contact Lenses som medisinsk-tekniske produkter. Kontinuerlig kontakt med din øyespesialist for regelmessige øyekontroller er nødvendig for langtids beskyttelse av helse og syn.

Det er viktig for øyehelsen at du kun bruker kontaktlinser som øyespesialisten din har forskrevet. Han/hun vil informere deg om **alle typer risiko ved kontaktlinsebruk**, gi deg instruksjoner om håndtering og stell av kontaktlinser og vise hvordan pakningen åpnes enkelt og sikkert. Du vil også lære hvordan du setter inn og tar ut kontaktlinsene. Denne brosjyren gir utfyllende informasjon.

Hvis du har spørsmål, kontakt din øyespesialist.

Tiltentkt bruk

Endagslinsene ACUVUE® Spherical Brand Contact lenses

er beregnet til dagbruk for optisk korrigerende av myopi (nærsynthet) og hypermetropi (langsynthet) hos personer med friske øyne med en astigmatisme på 1,00D eller mindre.

Endagslinsene ACUVUE® Brand Contact Lenses for

Astigmatism er beregnet til dagbruk for optisk korrigerende av refraktive feil, myopi (nærsynthet) og hypermetropi (langsynthet) hos personer med friske øyne med friske øyne som kan ha astigmatisme.

Endagslinsene ACUVUE® Brand Contact Lenses har UV-blokkering som hjelper til å beskytte mot transmisjon av skadelig UV-stråling i hornhinnen og inn i øyet.

Endagslinsene ACUVUE® Brand contact lenses for

PRESBYOPIA er beregnet til daglig bruk og optisk korreksjon av både lang- og nærsynte presbyope personer med sunne øyne, som har 0.75D eller mindre i astigmatisme.

ADVARSEL: Alle ACUVUE® kontaktlinser har UV-blokkering av klasse 1 eller klasse 2 som bidrar til å beskytte mot at skadelige UV-stråler kommer inn i hornhinnen og inn i øyet. UV-absorberende kontaktlinser er IKKE en erstatning for beskyttende UV-absorberende øyebeskyttelse, for eksempel UV-absorberende beskyttelsesbriller eller solbriller, fordi de ikke dekker hele øyet og det omkringliggende området. Du bør fortsette å bruke UV-absorberende øyebeskyttelse som anbefalt av din øyespesialist.

Merk:

Langvarig eksponering for UV-stråling er en av risikofaktorene forbundet med grå stær. Eksponeringen er basert på en rekke faktorer, f.eks. miljøforhold (høyde over havet, geografisk plassering, skydekke) og personlige forhold (omfanget og typen av utendørsaktiviteter).

Kontaktlinser med UV-blokkering hjelper til å beskytte mot farlig UV-stråling. Det er imidlertid ikke utført kliniske

studier for å demonstrere at bruk av kontaktlinser med UV-blokkering reduserer risikoen for å utvikle grå stær eller andre øyesykdommer. Kontakt din øyespesialist for å få mer informasjon.

Brukstid

Din øyespesialist bør bestemme riktig brukstid basert på din historie og undersøkelse av dine øyne.

Dagbruk - endagslinser

Alle endagslinsene av ACUVUE® Brand Contact Lenses foreskrevet for dagbruk skal brukes én gang på dagbasis (i mindre enn 24 timer, i våken tilstand) og kastes etter bruk.

1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses er ikke utviklet for bruk med rengjørings- eller desinfeksjonssystemer til kontaktlinser. Linsene skal kastes etter bruk. Start hver bruksperiode med en frisk ny linse.

Kontraindikasjoner

Ikke bruk ACUVUE® Brand Daily Disposable Contact Lenses når du har en eller flere av følgende tilstander:

- Inflammasjon eller infeksjon i eller rundt øyet eller øyelokkene.
- En øyesykdom, skade eller tilstand som påvirker hornhinne, konjunktiva eller øyelokk.
- En tidligere diagnostisert tilstand som gjør kontaktlinsebruk ukomfortabelt.
- Alvorlig tørt øye.
- Redusert korneal sensitivitet (korneal hypoestesi).
- En systemisk sykdom som kan påvirke øyet eller bli forverret ved bruk av kontaktlinser.
- Allergiske reaksjoner på øyets overflater eller omliggende vev som kan induseres eller forverres ved bruk av kontaktlinser eller av kontaktlinsevæsker.

- Allergi mot innholdsstoffer som kvikksølv eller thimerosal i en kontaktlinsevæske.
- En aktiv hornhinneinfeksjon (bakteriell, sopp, protozo eller viral).
- Hvis øynene blir røde eller irriterte.

Advarsler – hva du bør vite om bruk av kontaktlinser

Det er svært viktig at du følger øyespesialistens instruksjoner om riktig bruk av kontaktlinser. Du må være oppmerksom på følgende advarsler som gjelder for bruk av kontaktlinser:

- ACUVUE® endagslinser er foreskrevne for dagbruk og engangsbruk. Studier har vist at bruk av myke endagslinser reduserer risikoen av visse komplikasjoner inklusiv dårlig komfort og betennelser som er assosiert med linsebehandling og håndtering, og gjenbruk kan øke risikoen for disse problemer.
- Problemer med kontaktlinser eller kontaktlinseprodukter kan føre til alvorlig øyeskade. Riktig bruk og vedlikehold av kontaktlinser og omsorg er helt avgjørende for at disse produktene skal være trygge å bruke.
- Øyeproblemer, inkludert sår på hornhinnen, kan utvikle seg raskt og føre til synstap.
- Studier har vist at risikoen for øyeproblemer, inkludert ulcerøs keratitt er større ved døgnbruk enn ved dagbruker av kontaktlinser.
- Når dagbrukere av kontaktlinser bruker disse døgnet rundt (ikke på foreskrevne måte), er risikoen for øyeproblemer, inkludert ulcerøs keratitt større enn hos dem som ikke bruker linsene om natten[†].
- Risikoen for øyeproblemer, inkludert ulcerøs keratitt kan reduseres ved å følge retningslinjene for stell av linsene nøye.
- Studier har vist at risikoen for øyeproblemer, inkludert ulcerøs keratitt blant kontaktlinsebrukere som røyker, er større enn hos ikke-røykere.

[†] New England Journal of Medicine, September 21, 1989, 321 (12), pp 773-783.

- Hvis du opplever ubehag, økt tåring, synsforandringer, rødhet i øynene eller andre problemer, bør du ta ut linsene umiddelbart og straks kontakte din Øyespesialist.
- Det anbefales at du oppsøker din kontaktlinsetilpasser rutinemessig slik du er anbefalt.
- Eksponer **IKKE** kontaktlinser for **vann** ved svømming, annen vannsport eller under bading ettersom det kan øke risikoen for alvorlig øyeinfeksjon forårsaket av mikroorganismer, som **kan føre til tapt syn**. Om linsene har blitt utsatt for vann skal pasienten kassere dem og erstatte dem med ett nytt par. Øyespesialisten skal bli konsultert for anbefalinger som gjelder bruk av linser under samtlige aktiviteter som omfatter vann.

Bivirkninger

Vær oppmerksom på at følgende problemer kan oppstå ved bruk av kontaktlinser:

- Dine øyne kan brenne, svi og/eller klø.
- Det kan være dårligere komfort enn når linsen først ble satt på øyet.
- Det kan være en følelse av noe på øyet.
- Det kan oppstå enkelte midlertidige skader som følge av perifere infiltrater, perifere hornhinnesar og hornhinneerosjoner. Det kan muligens forekomme andre fysiologiske observasjoner, slik som lokale eller generelle ødem, karinnvekst i hornhinnen, farging av hornhinnen, injeksjon, tarsale abnormaliteter, iritt og konjunktivitt, hvorav noe av dette er klinisk akseptabelt i mindre omfang.
- Det kan forekomme økte tåring, uvanlig øyesekresjon eller rødhet i øyet.
- Dårlig syn, uklart syn, regnbuer eller haloer rundt objekter, lysfølsomhet (fotofobi) eller tørre øyne kan også forekomme dersom dine linser brukes kontinuerlig eller for lenge om gangen.

Hvis noen av symptomene over oppstår, kan det foreligge en alvorlig øyesykdom, som infeksjon, sår på hornhinnen, neovaskularisering eller iritt. Du bør øyeblikkelig ta kontakt med øyespesialisten, slik at problemet kan bli diagnostisert og behandlet, om nødvendig, for å unngå alvorlig øyeskade.

Håndtere og oppdag problemer

Du bør utføre en enkel egenundersøkelse minst en gang om dagen.

Still deg selv følgende spørsmål:

1. Hvordan føles linsene på øynene?
2. Hvordan ser øynene mine ut?
3. Ser jeg fortsatt godt?

Hvis du opplever problemer, må du STRAKS TA UT LINSEN. Hvis problemet eller ubehaget gir seg, kast linsen og sett inn en ny linse i øyet.

Hvis problemet fortsetter etter at linsen er satt inn, TA DEN UT STRAKS OG KONTAKT ØYESPESIALISTEN.

HUSK - SYMPTOMER ER VARSEL SIGNALER. TA UT LINSENE HVIS DU ER I TVIL.

Rutine for god hygiene

Klargjøring av linsen før innsetting

God hygiene er det viktigste aspektet ved riktig håndtering og stell av kontaktlinser.

Du bør ha en god hygienerutine for håndtering av linsene.

- Før du berører linsene, må du **alltid** vaske hendene grundig med varmt vann og en mild såpe, deretter skyller du dem godt og tørker dem med et håndkle som ikke loer før du berører linsene for å redusere risikoen for infeksjon.
- Bruk ikke oljebasert kosmetikk, såper som inneholder kuldekrem, lotion eller kremer før du håndterer linsene. Linsene bør settes inn før du legger sminke. Vannbasert kosmetikk vil sannsynligvis være mer skånsomt mot linsene enn oljebaserte produkter.
- Hold øynene lukket når du bruker hårspray eller andre sprayprodukter.
- Følg alltid instruksjonene i dette heftet og eventuelle råd fra din øyespesialist om riktig håndtering, innsetting, uttak og bruk av linsene.
- Linsene må aldri brukes i lenger tid enn anbefalt.

Linsepakningen

Esken åpnes ved å trekke opp fliken på forsiden slik at forseglingen brytes.

Hver linse er i sin egen blisterpakke som er spesialdesignet for å holde den steril under forseglingen. Esken lukkes ved å skyve inn fliken igjen.

Hver linse ligger i en steril separat blisterpakning i steril væske.

IKKE BRUK linsen hvis den sterile blisterpakningen er åpnet, skadet eller etter den angitte utløpsdatoen 

Kontroller alltid at linseparameterne (f.eks. diameter (DIA), basiskurve (BC), styrke (D), etc.) som står trykket på forpakningen matcher din linseforskriving. **IKKE BRUK** hvis der er en mismatch.

Slik åpner du en individuell kontaktlinsepakning:

1. Først bryter du av én kontaktlinse fra strimmelen med liner. Sørg for at forseglingen ikke brytes på noen av de andre linsepakningene.
2. Rist pakningen, slik at linsen flyter fritt i løsningen.
3. Riv av folien. Noen ganger kan linsen klebe seg til innsiden av folien eller til selve pakningen. Til tross for dette er linsen fremdeles steril og er helt trygg å bruke.
4. Håndter linsen forsiktig med fingertuppene - unngå å skade den med neglene. Neglene bør være myke og korte.
5. Ta linsen forsiktig ut ved å skyve den opp langs siden av beholderen. Bruk aldri en pinsett eller andre verktøy.

Sette inn linsene

For å unngå forbyttning bør du venne deg til alltid å sette den første linsen på høyre øye.

Før du setter inn linsen, må du kontrollere at det bare er en linse som er fuktig og ren og ikke har noen hakk eller er skadet på annen måte. Hvis den ser skadet ut, må du kaste den og bruke en ny linse.

Kontroller at linsen ikke er feil vei (innsiden ut).

Plasser linsen på tuppen av pekefingeren, og kontroller profilen. Linsen skal ha en naturlig, krum form som en bolle. Hvis kanten av linsen har en tendens til å gå ut på å peke utover, er linsen feil vei (innsiden ut). En annen metode går ut på å presse linsen forsiktig mellom tommelen og pekefingeren. Kantene skal vende innover. Hvis linsen er feil vei, vil kantene vende litt utover.



✓ riktig



✗ galt

ELLER

Plasser linsen på tuppen av pekefingeren, og finn tallene 123 idet du ser opp på linsen. Tallene 1-2-3 betyr riktig vei, mens 1-2-3 baklengs betyr at linsen er feil vei. Hvis linsen er feil vei (1-2-3 baklengs), snur du linsen og finner tallene i gjen for å bekrefte at linsen er vendt riktig vei.

Merk:

Hvis linsen må skylles før den settes inn, må du kun bruke frisk, steril skyllevæske som er anbefalt av din øyespesialist.

BRUK ALDRI VANN FRA SPRINGEN.

Plassering av linsen på øyet

1. Husk å starte med ditt høyre øye. Når du har undersøkt linsen og kontrollert at den ikke er feil vei, legger du den på tuppen av pekefingeren.
2. Plasser langfingeren på samme øye i nærheten av de nedre øyevippene og trekk ned det nedre øyelokket.
3. Løft opp det øvre øyelokket med pekefingeren eller langandre hånden og plasser linsen på øyet.
4. Slipp begge øyelokkene forsiktig og blink.
5. Gjenta denne fremgangsmåten for den venstre linsen



Det er også andre måter å sette inn linsen på. Hvis du synes metoden over er vanskelig, kan din øyespesialist vise deg en alternativ måte.

Sentrering av linsen

Vanligvis sentrerer linsen seg automatisk når du setter den inn, og det er svært sjelden at linsen forflytter seg til det hvite i øyet når den er i bruk. Dette kan imidlertid skje hvis den ikke settes inn og tas ut på riktig måte. Linsen kan sentreres ved hjelp av en av disse metodene:

- a. Lukk øyelokkene og masser linsen forsiktig på plass gjennom det lukkede øyelokket.

Eller

- b. Skyv den desentrerte linsen forsiktig mot midten av øyet mens øyet er åpent ved å trykke en finger på kanten av det øvre eller nedre øyelokket.

Merk:

Hvis du ser uklart etter at linsen er satt inn, kontroller følgende:

- Er linsen sentrert? Se instruksjonene over.
- Hvis linsen er plassert riktig, tar du den ut og kontrollerer følgende:
 - a. Er det kosmetikk eller olje på linsen? Kast linsen og sett inn en ny.
 - b. Er linsen plassert på riktig øye?
 - c. Er linsen feil vei? Det kan også gjøre den mindre behagelig enn vanlig.

Hvis linsen kleber seg til øyet (ikke beveger seg)

Hvis en linse kleber seg til øyet, kan øyespesialisten anbefale en smørende eller en fuktende væske. På den måten kan du fukte linsene mens du bruker de for å gjøre de mer behagelige.

Drypp på et par dråper og vent til linsen begynner å bevege seg fritt på øyet.

Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte din øyespesialist **MED DET SAMME.**



Uttørket (dehydrert) linse

Hvis ACUVUE® Brand Contact Lenses tas ut av øyet og utsettes for luft i lengre tid, kan overflaten bli tørr og gradvis bli skjør. Hvis dette skjer, må linsen kastes og erstattes av en ny.

Uttak av linsene

Ta alltid ut samme linse først.

Vask hendene med varmt vann og såpe, skyll og tørk godt og følg hygienereglene som er beskrevet under Rutine for god hygiene.

Merk:

Du må alltid kontrollere at linsen sitter midt på øyet før du prøver å ta den ut.

Dette kan du finne ut ved å dekke til det andre øyet. Hvis synet da er uklart, sitter linsen enten på det hvite i øyet eller et annet sted. For å finne linsen undersøker du den øvre delen av øyet ved å se i et speil mens du trekker opp det øvre øyelokket. Deretter undersøker du den nedre delen ved å trekke ned det nedre øyelokket.

Når du har funnet linsen, kan du ta den ut ved å bruke klemmemetoden eller en annen metode som din øyespesialist har anbefalt.

Klemmemetoden

1. Se opp, skyv linsen ned til det hvite i øyet med pekefingeren.
2. Klem linsen forsiktig mellom tommelen og pekefingeren og ta den ut.



Hvis du går tom for linser

Det er viktig å sørge for at du alltid har et tilstrekkelig antall nye linser.

For å unngå at du går tom for linser må du sette av litt tid til å bestille og hente nye linser hos din øyespesialist.

ACUVUE® Brand Contact Lenses er kun anbefalt som endagslinser, og kontaktlinseprodukter (annet enn skyllevæsker og fuktende væsker) er derfor ikke nødvendig når de brukes på denne måten.

Hvis du av en eller annen grunn slipper opp for linser, må du bruke briller.

Selv om du foretrekker å bruke ACUVUE® Brand Contact Lenses, er briller en svært viktig reserveløsning for alle som bruker linser.

Instruksjoner til presbyoper (monosyn og multifokal)

Hvis øyespesialisten forteller deg at du trenger monosyn- eller multifokal korreksjon, må du vite følgende:

Som med alle typer synskorrigerende linser kan dette være forbundet med et synsmessig kompromiss.

I noen tilfeller kan monosyn-korreksjon og multifokale linser redusere synsskarpheiten og dybdesynet på avstand og nært hold. Noen pasienter synes det er vanskelig å bli vant til dette.

Symptomer som lett uskarpt syn og varierende syn kan vare i kort tid eller i flere uker mens øynene blir vant til denne korreksjonen. Jo lengre tid symptomene varer, desto dårligere er sjansene for en vellykket tilvenning.

I løpet av denne tiden bør du bare bruke linsene i kjente situasjoner som ikke krever godt syn. Frem til øynene har blitt vant til dette, er det for eksempel klokt ikke å kjøre bil.

Noen pasienter kan også ha behov for å bruke briller over linsene for å få klarest mulig syn når viktige oppgaver skal utføres.

- I noen tilfeller vil en pasient aldri være komfortabel, som for eksempel ved bilkjøring om natten i dårlig lys. Da er det mulig å få foreskrevet ekstra linser, slik at begge øynene kan korrigeres når bedre avstandssyn er nødvendig.
- Avgjørelsen om å begynne å bruke linser til monosyn-korreksjon eller multifokale linser må alltid tas etter en grundig konsultasjon hos en øyespesialist.
- Du må følge rådene som gis for å hjelpe deg med tilvenningen til monosyn-korreksjon eller multifokale linser, og du må alltid diskutere alle bekymringer eller problemer du måtte ha i og etter tilvenningsperioden.

Annen viktig informasjon

Forsiktighetsregler

Hvis du opplever problemer, må du STRAKS TA UT LINSEN. Hvis problemet eller ubehaget gir seg, kast linsen og sett inn en ny linse.

For øyehelsens skyld er det viktig å følge instruksjonene om håndtering, innsetting, uttaking og bruk i denne brosjyren nøye, i tillegg til informasjonen fra øyespesialisten (**se «Linsehåndtering og innsetting», «Linsebruk», og »Ta vare på linsene dine»-avsnittene**).

- Før du forlater din øyespesialist, må du kontrollere at du er i stand til å ta ut linsene.
- **IKKE** berør dine kontaktlinser med fingrene eller hendene hvis de ikke er helt rene, da det kan bli små riper i linsene som kan forårsake uklart syn og/eller skade dine øyne.
- Håndter alltid linsene forsiktig, og unngå å miste de.
- Ta ut linsene med det samme hvis øynene dine blir røde eller irriterte.
- Informer alle dine leger om at du bruker kontaktlinser.
- Be alltid øyespesialisten din om råd før du bruker noen medisiner eller øyedråper.
- Enkelte legemidler, som for eksempel. antihistaminer, avsvellende, vann drivende, muskelavslappende og beroligende midler og midler mot reisesyke, kan gi tørre øyne, ubehag pga. linsen eller uklart syn. Hvis du får problemer, må du oppsøke medisinsk hjelp.
- Hvis du får kjemikaliesprut i øynene: **SKYLL ØYENENE UMIDDELBART MED VANN FRA SPRINGEN. KONTAKT DIN ØYESPESIALIST MED DET SAMME, ELLER DRA PÅ LEGEVAKTEN/AKUTTMOTTAKET PÅ NÆRMESTE SYKEHUS.**
- P-pillebrukere kan utvikle endringer i synet eller linsetoleransen. Din øyespesialist vil informere deg om dette.
- Som med alle kontaktlinser er det svært viktig med regelmessige kontroller for å opprettholde sunne øyne.

- **Ikke** endre linsetype (f.eks. merke osv) eller parametere (f.eks. diameter, basiskurve, styrke osv) uten å konsultere øyespesialisten.
- Du må aldri la noen andre bruke dine linser. De er tilpasset dine øyne og er foreskrevet for å sørge for nødvendig korrigerende av ditt syn. Å utveksle linser øker risikoen for øyeinfeksjoner betraktelig.
- **Ikke** bruk spytt eller noe annet enn anbefalte løsninger for smøring og fukting av linsene dine. Ikke putt linsene i munnen.
- For å sikre et sunt og behagelig syn er det viktig at ACUVUE® Brand Contact Lenses kun brukes slik din øyespesialist har anbefalt. Disse linsene er endagslinser for dagbruk. Linsene skal kastes etter bruk. Dette heftet fungerer som en påminnelse om disse instruksjonene.
- Din øyespesialist må holdes informert om din sykehistorie, og vil anbefale en linse og et vedlikeholdssystem som er tilpasset dine behov.
- Unngå all skadelig eller irriterende damp og røyk mens du bruker linsene.
- Informer alltid arbeidsgiveren om at du bruker kontaktlinser. Noen jobber kan kreve at du bruker øyevern eller at du ikke bruker kontaktlinser.
- Snakk alltid med din øyespesialist hvis du har spørsmål.

Oppsummering

Som med alle typer kontaktlinser er det grunnleggende retningslinjer som må følges for å beskytte og bedre synet ditt.

- Følg alltid instruksjonene om trygg bruk av linser. Regelmessige kontroller er viktig for å opprettholde godt og sunt syn.
- Høye hygienestandarder er svært viktig for trygg bruk av linser.
- Sov **ALDRI** med linsene – ta dem ut hver kveld.
- Sett bare inn nye, sterile linser i øyet.
- Bruk **ALDRI** vann fra springen til å skylle linsene, siden det kan inneholde mange urenheter som kan forurense eller skade linsene og føre til øyefeksjon eller skade.
- Linsene må **ALDRI** brukes i lengre tid enn anbefalt.
- Hvis du opplever problemer som røde/irriterte øyne eller uklart syn, må du ta ut linsene **MED DET SAMME** og kontakte din linsetilpasser.
- Ha alltid et par briller tilgjengelig, slik at du ikke blir fristet til å bruke linsene når du ikke skal. Selv om du foretrekker å bruke kontaktlinser, er briller en svært viktig reserveløsning. Når du bruker ACUVUE® Brand Contact Lenses, vil du raskt føle hvilke fordeler de har sammenlignet med briller eller andre kontaktlinser. For å oppnå maksimal ytelse og maksimal komfort er det svært viktig at du forstår hvor viktig det er å følge disse retningslinjene. Du må bare bruke linsene etter at du har fulgt rådene fra din øyespesialist og rådene i dette heftet.

Rapportering av bivirkninger

Eventuelle bivirkninger ved bruk av ACUVUE® Brand Contact Lenses må rapporteres til din øyespesialist, som da vil rapportere disse direkte til produsenten.

Det du har fått foreskrevet

ACUVUE® Brand Contact Lenses.

Høyre linse:

Styrke og krumning (sylinder og akse hvis relevant)

Venstre linse:

Styrke og krumning (sylinder og akse hvis relevant)

DU HAR FÅTT FORESKREVET ENDAGSLINSENE ACUVUE® BRAND CONTACT LENSES SOM KUN SKAL BRUKES ÉN GANG I LØPET AV ÉN DAG.

Ta kontakt med din **øyespesialist** hvis du har spørsmål.

Adresse og telefonnummer til din **øyespesialist**:

Regelmessige avtaler hos din **øyespesialist** er viktig for å få klare og sunne øyne.

Etterkontroll:

1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>

Produsert av:

Se esken for produksjonssted.



Johnson & Johnson Vision Care Inc.
7500 Centurion Parkway
Jacksonville
Florida
32256
USA

IRELAND

Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)
The National Technology Park
Limerick
Ireland

EC REP EU-autorisert representant

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin,
Ireland

www.acuvue.no



IN000390

Dagbruk - Endagslinser

PIG (Norwegian)

IN000390

© Janssen Cilag AS 2019.

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE®, TruEye®, LACREON®, ACUVUE®
OASYS og HydraLuxe™ er varemerker som tilhører
Johnson & Johnson Services Inc.

Reviderings dato Mars 2019.



DAGLIG BRUG
ENGANGSBRUG

PATIENT-
VEJLEDNING

ACUVUE®
BRAND CONTACT LENSES

CE

2797

Denne danske patientvejledning gælder for følgende ACUVUE® Brand Contact Lenses, som er optegnet enkeltvis i **Tabel 1** nedenfor, og som der henvises til på denne måde, med mindre andet er angivet.

Tabel 1	Tilsligtet anvendelse og anvendelsesplan		
Linsetype og varemærke	Daglig brug – Engangsbrug	Materiale	Pakkeopløsning
Endags ACUVUE® Brand Spherical Contact Lenses – Håndteringstonet med UV-blokering			
1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses	●	etafilcon A	1
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses	●	etafilcon A	3
1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses 4	●	narafilcon A	2
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe™ 4	●	senofilcon A	2
Endags ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM – Håndteringstonet med UV-blokering			
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM	●	etafilcon A	3
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe™ 4	●	senofilcon A	2
Endags ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA – Håndteringstonet med UV-blokering			
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Multifocal Contact Lenses	●	etafilcon A	3

Pakningsløsning

- 1** Borat buffersaltopløsning.
- 2** Borat buffersaltopløsning med methyl-ether-cellulose.
- 3** Borat buffersaltopløsning med povidon.

Materialinnhold

- 4** Materialet i linsene inneholder silikon og tilfredsstillende klasse 1 UV-absorberende standard med transmissibilitet på mindre enn 1 % UVB-stråling (280-315 nm) og 10 % UVA-stråling (316-380 nm). Alle andre ACUVUE®-produkter tilfredsstillende klasse 2 UV-absorberende standard med transmissibilitet på mindre enn 5 % UVB- og 50 % UVA-stråling.

Følgende symboler kan forekomme på etiketter eller pakker med ACUVUE® Brand Contact Lenses.

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Advarsel, se brugervejledning	MID / M	"Mellem" nær ADD
	Fremstillet af eller i	HGH / H	"Høj" nær ADD
	Produktionsdato		Kvalitetssystemets certifieringssymbol
	Sidste anvendelsesdato (udløbsdato)		UV-blokering
	Lotnummer		
	Sterilisering med damp eller varm luft		Affaldsafgift betalt
	Må ikke genbruges (engangsbrug)		ADVARSEL! Dette produkt må ifølge amerikansk lov kun sælges af eller efter ordination af licenseret øjenspecialist
	Brug ikke, hvis emballagen er beskadiget		Linsen vender rigtigt
DIA	Diameter		Linsen vender forkert (linsen har indersiden ud)
BC	Basiskurve		"ID-merke" for "Identifikationsmærke" for papirbeholdere og emballage
D	Dioptri (linsestyrke)		"Identifikationsmærke" for kompositmateriale
CYL	Cylindereffekt		EU-autoriseret repræsentant
AXIS	Akse		
MAX ADD	Højeste nær-addition som kan korrigeres		
LOW / L	"Lav" nær ADD		

Indhold

Indledning	5
Tilsligtet anvendelse.....	6
Anvendelsesplan	7
Kontraindikationer	7
Advarsler - dette bør du vide om brugen af kontaktlinser.....	8
Bivirkninger	9
Opdag og håndtere problemer.....	10
En ren rutine.....	11
Linsepakken	12
Indsættelse af linserne.....	13
Sådan anbringes linsen på øjet.....	14
Centrering af linsen	15
Pleje af en fastsiddende linse	16
Pleje af en udtørret linse	16
Fjernelse af linserne	16
Hvis du løber tør for linser.....	17
Instruktioner til presbyoper (monovision og multifokal).....	18
Andre vigtige oplysninger/forholdsregler.....	19
Resumé	21
Indberetning af bivirkninger	22
Din ordinerings.....	22

Indledning

Som alle andre kontaktlinser er ACUVUE® kontaktlinser medicinsk udstyr. Regelmæssig kontrol hos din øjenspecialist er på lang sigt vigtig for dit helbred og syn.

Det er vigtigt for **dit øjesundhed**, at du kun bruger dine kontaktlinser efter de forskrifter, som din øjenspecialist har givet dig. Han eller hun vil gennemgå **alle de risici, der er forbundet med brug af kontaktlinser**, med dig og vil give dig instruktioner i hvordan linserne håndteres og plejes, herunder hvordan du nemt og sikkert åbner pakken. Du vil også blive undervist i, hvordan du isætter linserne og fjerner dem.

Denne brugervejledning underbygger disse instruktioner.

Hvis du har spørgsmål, skal du altid spørge din øjenspecialist.

Tilsigtet anvendelse

Endags ACUVUE® Spherical Brand Contact Lenses er beregnet til daglig brug til korrektion af synsfejl som myopi (nærsynethed) og hyperopi (lang langsynethed) hos personer med sunde øjne med bygningsfejl på 1,00D eller mindre.

Endags ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM er beregnet til daglig brug til optisk korrektion af bygningsfejl, myopi (nærsynethed) og hyperopi (langsynethed) hos personer med sunde øjne som kan have bygningsfejl.

Endags ACUVUE® Brand Contact Lenses indeholder UV-blokering, der hjælper med at beskytte mod overførsel af skadelige UV-stråler til cornea og ind i øjet.

Endags ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA er beregnet til daglig brug og optisk korrektion af både lang- og nærsynede presbyopiske personer med sunde øjne, som har 0.75D eller mindre i bygningsfejl.

ADVARSEL! Alle ACUVUE® kontaktlinser har klasse 1 eller klasse 2 UV-blokering, som hjælper til at beskytte mod overførsel af skadelig UV-stråling til hornhinden og ind i øjet. UV-absorberende kontaktlinser erstatter IKKE UV-absorberende øjenbeskyttelse såsom UV-absorberende beskyttelsesbriller eller solbriller, da de ikke dækker hele øjet og området omkring øjet. Du skal stadig bruge UV-absorberende briller som ordineret af din øjenspecialist.

Bemærk!

Længere tids udsættelse for UV-stråling er en af de risikofaktorer, der er knyttet til katarakt. Udsættelsen er baseret på en række faktorer såsom miljømæssige betingelser (højde, geografi, skydække) og personlige faktorer (omfang og type af udendørs aktiviteter). Kontaktlinser med UV-blokering hjælper med at beskytte mod skadelig UV-stråling. Kliniske undersøgelser er imidlertid ikke foretaget for at påvise, at brugen af kontaktlinser med UV-blokering nedsætter risikoen for at udvikle katarakt eller andre øjensygdomme. Kontakt din øjenspecialist for at få flere oplysninger.

Anvendelsesplan

Din øjenspecialist fastlægger en passende anvendelsesplan på grundlag af din tidligere historie og en øjenundersøgelse.

Daglig brug - Engangsbrug

Alle endags ACUVUE® Brand Contact Lenses, der er ordineret til daglig engangsbrug (under 24 timer i vågen tilstand), er beregnet til at blive brugt én gang dagligt på engangsbasis og skal kasseres ved fjernelse.

1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses er ikke udviklet til at blive brugt sammen med kontaktlinsevæske eller desinfektionssystemer. Linserne skal kasseres efter brug. Start hver bæreperiode med en ny og frisk linse.

Kontraindikationer

Brug ikke endags ACUVUE® Brand Contact Lenses, hvis du har nogen af nedenstående tilstande:

- Inflammation eller infektion i eller rundt om øje eller øjenlåg.
- En øjensygdom, skade eller anormalitet, som påvirker cornea (hornhinde), konjunktiva (bindehinde) eller øjenlåg.
- En tidligere diagnosticeret tilstand, som gør kontaktlinsebrug ukomfortabelt.
- Meget tørre øjne.
- Nedsat følsomhed af cornea (corneal hypæstesi).
- En systemisk sygdom, som kan påvirke øjet eller blive forværret ved brug af kontaktlinser.
- Allergiske reaktioner i øjets overflade eller det omgivende væv, som kan opstå eller blive forværret ved brug af kontaktlinser eller kontaktlinsevæsker.
- Allergi over for et indholdsstof, f.eks. kviksølv eller thimerosal, i en væske, der bruges til pleje af dine kontaktlinser.

- En aktiv infektion i cornea (bakterie-, svampe-, protozo- eller virusinfektion).
- Hvis øjnene bliver røde eller irriterede.

Advarsler – dette bør du vide om brugen af kontaktlinser

Det er vigtigt, at du følger din øjenspecialists anvisninger i korrekt brug af dine kontaktlinser. Du rådgives af følgende advarsler angående brugen af kontaktlinser:

- Endags ACUVUE® Contact Lenses er foreskrevet til dagsbrug og engangsbrug. Studier har vist at bløde endagslinser kan reducere risikoen for visse komplikationer inklusiv diskomfort og inflammation som er associeret med linsepleje og håndtering. Genanvendning kan øge risikoen for disse problemer.
- Problemer med kontaktlinser eller linseplejeprodukter kan medføre alvorlig skade på dit øje. Du skal være opmærksom på, at korrekt anvendelse og pleje af kontaktlinser er vigtig for en sikker anvendelse af disse produkter.
- Øjenproblemer, herunder også cornea ulceration, kan hurtigt udvikle sig og medføre synstab.
- Undersøgelser har vist, at risikoen for øjenproblemer, herunder ulcerativ keratitis er større ved længerevarende brug af kontaktlinser end ved daglig brug.
- Når daglige brugere bruger linserne om natten (uden for den godkendte indikation), er risikoen for øjenproblemer, herunder ulcerativ keratitis større end hos dem, der ikke bruger dem om natten†.
- Den samlede risikoen for øjenproblemer, herunder ulcerativ keratitis kan reduceres ved nøje at følge vejledningen for linsepleje.
- Undersøgelser har vist, at risikoen for øjenproblemer, herunder ulcerativ keratitis er større for brugere, der ryger, end for brugere, der ikke ryger.

† New England Journal of Medicine, September 21, 1989, 321 (12), pp 773-783.

- Hvis du oplever ubehag i øjet, kraftigt tåreflåd, synsforandringer, røde øjne eller andre problemer, skal du omgående tage kontaktlinserne ud og straks kontakte din øjenspecialist.
- Det er anbefalet, at du kommer til de foreskrevne regelmæssige kontrolbesøg hos din øjenspecialist.
- **Udsæt IKKE** kontaktlinser for **vand** under svømning, anden vandsport eller badning, da dette kan øge risikoen for alvorlige øjeninfektioner fra mikroorganismer, som **kan lede til synstab**. Hvis linserne har været nedsænket i vand, skal patienten kassere dem og udskifte dem med et nyt par. Øjenspecialisten skal konsulteres for anbefalinger angående brug af kontaktlinser under alle aktiviteter som involverer vand.

Bivirkninger

Du skal være opmærksom på, at følgende problemer kan forekomme ved brug af kontaktlinser

- Du kan få brændende, svidende og/eller kløende øjne.
- Der kan være dårligere komfort, end da linsen lige var sat på.
- Der kan være en følelse af at du har fået noget i øjet.
- Der kan være risiko for en midlertidig skade på grund af perifere infiltrater, perifere sår på cornea samt corneaerosion. Der kan være mulighed for andre fysiologiske observationer såsom lokalt eller generaliseret ødem, neovaskularisering i cornea, corneastaining, injektion, anormaliteter i øjenlågsranden, iritis og konjunktivitis, hvoraf nogle er klinisk acceptable i lille omfang.
- Der kan forekomme kraftigt tåreflåd, usædvanligt sekret i øjet eller røde øjne.
- Dårligt syn, sløret syn, regnbuer eller glories rundt om genstande, lysfølsomhed (fotofobi) eller tørre øjne kan også forekomme, hvis dine linser bæres konstant eller for længe.

Hvis der opstår nogle af de ovennævnte symptomer, kan det være tegn på, et en alvorlig øjenproblem så som infektion, sår på hornhinden, neovaskularisation eller regnbuehindebetændelse. Du skal da omgående tilses af din øjenspecialist, så problemet kan blive diagnosticeret og behandlet, om nødvendigt, for at undgå alvorlige øjenskader.

Opdag og håndtere problemer

Du bør udføre en simpel selvundersøgelse mindst én gang om dagen.

Spørg dig selv:

1. Hvordan føles linserne på mine øjne?
2. Hvordan ser mine øjne ud?
3. Ser jeg stadig godt?

Hvis du oplever problemer, skal du **OMGÅENDE TAGE DINE LINSER UD**. Hvis problemet eller ubehaget ophører, så smid linsen ud og isæt en frisk, ny linse i øjet.

Hvis problemet fortsætter efter indsættelse af linsen, skal du **OMGÅENDE TAGE LINSEN UD OG KONTAKTE DIN ØJENSPECIALIST**.

HUSK - SYMPTOMER ER ADVARSELSTEGN. TAG DEM UD, HVIS DU ER I TVIVL.

En ren rutine

Klargøring af linsen til indsættelse

Renlighed er det første og vigtigste aspekt i forbindelse med korrekt kontaktlinsepleje.

Fastsæt en rutine med god hygiejne til håndtering af dine linser.

- Vask **altid** dine hænder grundigt med varmt vand og en mild sæbe, skyl dem nøje og tør dem med et frugtfrit håndklæde, inden du rører ved linsen for at reducere risikoen for en infektion.
- Brug ingen oliebaseeret kosmetik, sæber med kold creme, lotion eller cremer, inden du håndterer dine linser. Det er bedst at sætte linsen i, inden du tager make-up på. Der er mindre sandsynlighed for at vandbaseeret kosmetik skader linsen end oliebaseerede produkter.
- Hold øjnene lukkede, når du bruger hårspray eller andre aerosoler.
- Følg altid vejledningerne i denne folder og andre råd, du har fået af din øjenspecialist angående korrekt håndtering, indsættelse, fjernelse og brug af dine linser.
- Brug aldrig linsen længere end den ordinerede periode.

Linsepakken

For at åbne æsken skal du finde åbningsflappen på forsiden og trække opad til forseglingen brydes.

Hver linse er i sin egen pakning, der er specifikt designet til at bevare steriliteten under forsegling. For at lukke æsken inden opbevaring skal du bare sætte flappen på plads igen.

Hver linse leveres i en steril, individuel blisterpakning, hvor linsen ligger i en steril pakkeopløsning.

MÅ IKKE BRUGES, hvis den sterile blisterpakning er åbnet, beskadiget eller den viste udløbsdato er overskredet .

Undersøg altid linsens parametre (dvs. diameter (DIA), basiskurve (BC), linsestyrke (D), osv.) som er trykt på æsken med linser og på den enkelte linsepakke for at sikre at de er tilpasset til dig. BRUG DEM IKKE, hvis de ikke er korrekte.

Følg disse enkle trin for at åbne en individuel linsepakke:

1. Adskil først én linse fra linsestrimlen. Vær forsigtig med ikke at bryde forseglingen på nogen af de andre linsepakker.
2. Ryst pakken, så linsen kommer til at flyde frit i opløsningen.
3. Tag folien af. Af og til kan en linse sidde fast på indersiden af folien eller på selve pakken. Dette påvirker ikke linsens sterilitet, og den er stadig helt sikker at bruge.
4. Håndter dine linser forsigtigt med fingerspidserne, og vær forsigtig med ikke at skade dem med neglene. Det kan være en hjælp at holde neglene bløde og korte.
5. Tag forsigtigt linsen ud ved at lade den glide op ad siden på beholderen. Brug aldrig en pincet eller andre redskaber.

Indsættelse af linserne

For at undgå forvirring bør du gøre det til en vane altid at indsætte den første linse i dit højre øje.

Inden du sætter linsen i, skal du undersøge at der kun er en linse der er fugtig og ikke har nogen hakker eller rifter. Hvis den virker beskadiget, skal du smide den ud og bruge den næste linse.

Kontrollér, at linsen ikke har indersiden udad.

Anbring linsen på spidsen af din pegefinger, og kontrollér dens profil. Linsen skal have en naturlig, buet, skållignende form. Hvis linsens kanter har tendens til at pege udad, har linsen indersiden udad. En anden metode er forsigtigt at knibe linsen mellem din tommel- og pegefinger. Så bør kanterne vende sig indad. Hvis linsen har indersiden udad, vil kanterne vende en smule udad.



✓ rigtigt



✗ forkert

ELLER

Anbring linsen på spidsen af din pegefinger, og find tallene 123, mens du kigger op på linsen. 1-2-3 angiver, at linsen vender korrekt, mens 1-2-3 spejlvendt angiver, at linsen har indersiden udad. Hvis linsen har indersiden udad (spejlvendt 1-2-3), skal du vende linsen og finde tallene igen for at bekræfte, at linsen vender korrekt.

Bemærk!

Hvis du har behov for at skylle linsen, inden du sætter den i dit øje, må du kun bruge en frisk, steril skylleopløsning, som anbefalet af din øjenspecialist.

BRUG ALDRIG VANDHANEVAND.

Sådan anbringes linsen på øjet

1. Husk at starte med dit højre øje. Når linsen er undersøgt, og du er sikker på, at den ikke har indersiden ud, skal du anbringe den på spidsen af din pegefinger.
2. Anbring langemanden på samme hånd tæt på øjenvipperne under øjet og træk huden under øjet nedad.
3. Brug pegefingeren eller langemanden på den anden hånd til at løfte op i øjenlåget, og anbring linsen på øjet.
4. Slip forsigtigt øjenlåget samt huden under øjet, og blink.
5. Gentag disse trin for venstre linse.

Der findes andre metoder til at indsætte linserne. Hvis du har svært ved ovenstående metode, kan din øjenspecialist oplyse dig om en alternativ metode.



Centrering af linsen

Normalt centreres linsen automatisk i centrum af øjet, når du sætter den ind, og den vil sjældent bevæge sig til den hvide del af øjet under brug. Det kan dog ske, hvis indsættelse og fjernelse ikke foretages korrekt. Følg én af disse metoder, hvis du vil centrere en linse:

- a. Luk øjenlåget, og foretag en forsigtig massage på linsen gennem det lukkede låg.

eller

- b. Manipuler forsigtigt den ucentrerede linse til midten af øjet, mens øjet er åbent, ved hjælp af fingertryk på kanten af øjenlåget eller under øjet.

Bemærk!

Undersøg følgende, hvis dit syn er sløret efter indsættelse af linsen:

- Linsen er måske ikke centreret i øjet. Se vejledningerne ovenfor.
- Hvis linsen sidder korrekt, skal du fjerne den og undersøge følgende:
 - a. Tilstedeværelse af kosmetik eller olie på linsen. Kassér linsen, og indsæt en ny.
 - b. Linsen kan sidde i det forkerte øje.
 - c. Linsen kan have indersiden udad, hvilket også vil gøre den mindre komfortabel end normalt.

Pleje af en fastsiddende linse

Hvis en linse sidder fast på øjet, kan du få ordineret en smørende eller fugtende opløsning af din øjenspecialist. På denne måde kan du fugte dine linser, mens du bruger dem, for at gøre dem mere komfortable.

Anvend nogle få dråber, og vent til linsen begynder at bevæge sig frit på øjet.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din øjenspecialist **ØJEBLIKKELT**.



Pleje af en udtørret linse

Hvis en ACUVUE® Brand Contact Lens ikke sidder på øjet og udsættes for luft gennem en længere periode, kan dens overflade blive tør og gradvist blive skrøbelig. Hvis dette sker, skal linsen kasseres. Brug i stedet en ny linse.

Fjernelse af linserne

Tag altid den samme linse ud først.

Vask dine hænder med varmt vand og en mild sæbe, skyl og tør dem grundigt, og følg de samme hygiejneregler som allerede er blevet beskrevet under "En ren rutine".

Forsigtig!

Kontrollér altid, at linsen er i centrum af øjet, inden du forsøger at fjerne den.

Du kan afgøre dette ved at dække det andet øje, og hvis dit syn er sløret, sidder linsen enten på den hvide del af øjet eller er slet ikke i øjet. For at finde linsen skal du undersøge det øvre område af øjet ved at kigge nedad i et spejl samtidig med, at du løfter øjenlåget opad. Undersøg derefter det nedre område ved at trække huden under øjet nedad.

Når du har fundet linsen, kan du fjerne den ved at bruge Knibemetoden eller en anden metode, som din øjenspecialist har anbefalet.

Knibemetoden

1. Se op. Bevæg linsen ned til det hvide område af dit øje ved hjælp af pegefingeren.
2. Knib forsigtigt linsen mellem din tommel- og pegefinger, og fjern linsen.



Hvis du løber tør for linser

Det er vigtigt altid at sørge for, at du har den rette mængde nye linser.

For at undgå at løbe tør for linser, må du sørge for i tide at bestille og hente nye linser fra din øjenspecialist.

Da ACUVUE® Brand Contact Lenses kun anbefales til engangsbrug, har du ikke brug for linseplejeprodukter (med undtagelse af skylle- eller fugteopløsninger), når de bruges på denne måde.

Hvis du af en eller anden årsag løber tør for linser, skal du bruge dine briller.

Selvom ACUVUE® Brand Contact Lenses er din foretrukne synskorrektion, er briller en vigtig hjælp for brugere af kontaktlinser.

Instruktioner til presbyoper (monovision og multifokal)

Hvis din øjenspecialist forklarer dig, at du har behov for korrektion i form af monovision eller multifokal korrektion bør du bemærke følgende:

Som med alle typer linsekorrektioner kan der være tale om et synsmæssigt kompromis.

I nogle tilfælde kan monovision og multifokal korrektion reducere den visuelle skarphed og dybdefornemmelse både på lang og kort afstand. Nogle patienter har svært ved at vænne sig til dette.

Symptomer som f.eks. mild sløring og variabelt syn kan være i en kort periode eller gennem flere uger, mens dine øjne lærer at tilpasse sig. Jo længere disse symptomer varer, jo dårligere er chancerne for en succesfuld tilpasning.

I løbet af denne periode rådes du til kun at bruge linserne i familiære situationer, der ikke er visuelt krævende. Det vil f.eks. være klogt ikke at køre bil, før dine øjne har tilpasset sig.

Nogle patienter kan også få behov for at bruge briller over deres linser for at få det klareste syn til kritiske opgaver.

- I nogle tilfælde vil patienterne aldrig føle sig helt tilpas, f.eks. hvis der er dårligt lys eller ved nattekørsel. Hvis dette sker, kan du få ordineret ekstra linser, så begge øjne korrigeres, når der er behov for et skarpere syn ved distancer.
- Beslutningen om at få monovision korrektion eller multifokale linser skal altid tages i nøje samråd med en øjenspecialist.
- Du skal følge de råd, du får med hensyn til at hjælpe dig med at tilpasse øjnene til monovision korrektion eller multifokale linser, og alle overvejelser eller problemer, du måtte have under eller efter tilpasningsperioden, skal snakkes igennem.

Andre vigtige oplysninger

Forholdsregler

Hvis du oplever problemer, skal du **OMGÅENDE TAGE DINE LINSER UD**. Hvis problemet eller ubehaget stopper smides linsen ud og en ny frisk linse indsættes i øjet.

Af hensyn til din øjsundhed er det vigtigt at følge instruktionerne i dette hæfte omkring håndtering, isætning, fjernelse og brug, samt de instruktioner din øjenspecialist giver dig (**se afsnittene “Håndtering og isætning af dine kontaktlinser”, “Brug af kontaktlinser” og “Sådan plejer du dine linser”**).

- Inden du forlader din øjenspecialist, skal du sikre dig, at du er i stand til at fjerne dine linser.
- **RØR IKKE** ved dine kontaktlinser med fingrene eller hænderne, hvis de ikke er fuldstændig rene, da små ridser i linsen kan forårsage uskarpt syn og/eller beskadige dit øje.
- Håndter altid linserne forsigtigt og undgå at tabe dem.
- Fjern øjeblikkeligt linserne, hvis dine øjne bliver røde eller irriterede.
- Fortæl alle dine læger at du bruger kontaktlinser.
- Søg altid råd fra din øjenspecialist, inden du bruger inden du bruger medicin eller øjendråber.
- Visse lægemidler, f.eks. antihistaminer, midler mod kongestion, vanddrivende midler, muskelafslappende midler, beroligende midler og lægemidler mod køresyge, kan forårsage tørre øjne, øget bevidsthed om linserne eller sløret syn. Hvis du oplever et problem, bør du søge lægehjælp.
- Hvis du får kemikalier i øjnene: **SKYL ØJEBLIKKELT ØJNENE MED VANDHANEVAND. KONTAKT OMGÅENDE DIN ØJENSPECIALIST, ELLER TAG TIL SKADESTUEN PÅ DET NÆRMESTE HOSPITAL.**

- De personer, der bruger orale præventionsmidler, kan udvikle ændringer i syn eller linsetolerance. Din øjenspecialist kan rådgive dig om dette problem.
- Som med alle andre kontaktlinser er regelmæssige eftersyn af øjnene essentielle for at bevare et sundt syn.
- Skift ikke din linsetype (f.eks. varemærke, osv.) eller parametre (f.eks. diameter, basiskurve, linsestyrke, osv.) uden at konsultere din øjenspecialist.
- Lad aldrig nogen andre bruge dine linser. De er ordineret til at passe til dit øje og korrigere dit syn i det omfang, det er nødvendigt. Deling af linserne øger kraftigt risikoen for øjeninfektioner.
- Brug ikke spyt eller andet end de anbefalede rensningsopløsninger til at smøre eller genfugte dine linser. Put ikke linserne ind i din mund.
- For at have et sundt, komfortabelt syn er det vigtigt, at ACUVUE® Brand Contact Lenses kun bruges som ordineret af din øjenspecialist. Disse linser anbefales kun til daglig engangsbrug. Når linserne er brugt, skal de kasseres. Denne folder fungerer som en påmindelse af disse anvisninger.
- Din øjenspecialist skal holdes fuldt informeret om din helbredstilstand og vil anbefale en linse og et plejesystem, der passer specifikt til dine behov.
- Undgå al skadelig eller irriterende damp og røg, mens du bruger linser.
- Oplys altid din arbejdsgiver om, at du bruger kontaktlinser. Nogle job kan kræve brug af øjenværn, eller at du ikke bruger kontaktlinser.
- Hvis du har nogen spørgsmål, kan du altid spørge din øjenspecialist.

Resumé

Som med alle andre typer kontaktlinser findes der nogle grundlæggende retningslinjer, som skal følges for at beskytte og forbedre dit syn.

- Følg altid de vejledninger, der gives til sikker linsebrug. Regelmæssige eftersyn er vigtigt for at bevare den bedste øjenpræstation og et sundt syn.
 - En høj hygiejnestandard er essentiel for sikker linsebrug.
 - Sov **ALDRIG** med dine linser – fjern dem hver nat.
 - Du må kun sætte en ny, steril linse i øjet.
 - Brug **ALDRIG** vandhanevand til at skylle dine linser da dette kan indeholde mange urenheder der kan forurene eller beskadige dine linser og eventuelt medføre øjenbetændelse eller øjensskade.
 - Brug **ALDRIG** linserne længere end den ordinerede periode.
 - Hvis du oplever et problem som f.eks. røde/irriterede øjne eller sløret syn, skal du **STRAKS** fjerne linserne og kontakte din øjenspecialist.
 - Hav altid et par briller klar, så du ikke bliver fristet til at bruge dine linser, når de bør fjernes. Selvom kontaktlinser er din foretrukne korrektion, er briller en vigtig hjælp.
- Som bruger af ACUVUE® Brand Contact Lenses vil du snart bemærke fordelene i forhold til briller og andre kontaktlinser.
- For maksimal udnyttelse og funktion er det essentielt, at du anerkender, hvor vigtigt det er at følge disse retningslinjer.
- Du bør kun bruge dine linser, efter du har fulgt de råd, du har fået af din øjenspecialist og dem, der er nedfældet i denne vejledning.

Indberetning af bivirkninger

Eventuelle bivirkninger, der opleves under brugen af ACUVUE® Brand Contact Lenses, skal meddeles til din øjenspecialist, som herefter vil indberette disse direkte til fabrikanten.

Din ordinerer

ACUVUE® Brand Contact Lenses.

Højre linse:

Styrke og basiskurve (evt. cylinder og akse)

Venstre linse:

Styrke og basiskurve (evt. cylinder og akse)

**DU ER BLEVET ORDINERET ACUVUE® BRAND CONTACT LENSES
TIL DAGLIG BRUG, KUN ENGANGSBRUG.**

Hvis du har nogle spørgsmål eller overvejelser, bør du ringe til din øjenspecialist.

Adresse og telefonnummer til din øjenspecialist:

--

Regelmæssige besøg hos øjenspecialisten er vigtige for klare og sunde øjne.

Opfølgingsbesøg:

1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>

Fremstillet af:

Se fremstillingsstedet på pakken.



Johnson & Johnson Vision Care Inc.
7500 Centurion Parkway
Jacksonville
Florida
32256
USA

IRELAND

Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)
The National Technology Park
Limerick
Ireland

EC REP EU Autoriseret repræsentant:

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co.Dublin,
Ireland

www.acuvue.dk



IN000390

Dagbruk - Endagslinser

PIG (Dansk)

IN000390

© Johnson & Johnson Vision Care Ireland 2019.

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE®, TruEye®, LACREON®,
ACUVUE® QASYS og HydraLuxe™ er varemærker
tilhørende Johnson & Johnson Services Inc.